


FLOWASSIST 2-teiliges Beutelsystem



So funktioniert's

Der nicht absorbierende **FLOWASSIST** schützt die Haut und den Klebstoff vor übermässiger Absorption und Erosion.

Der weiche und flexible **FLOWASSIST-Kanal** leitet die Ausscheidungen weg von der Haut direkt in den Beutel.

Die Basisplatte kann gedreht und so positioniert werden, dass der **FLOWASSIST-Kanal** passend mit der Stomaöffnung übereinstimmt.

FLOWASSIST Vorteile




- ✓ Verbesserter Leckagenschutz
- ✓ Verbesserte Hautgesundheit
- ✓ Hydrokolloid-Schutz für längere Tragedauer
- ✓ Erstklassige Sicherheit und Komfort

Beweglicher Rastring

Ermöglicht ein leichteres Befestigen des Stomabeutels bei weniger Druck auf den Bauch. Abgewinkelte Ecken sorgen für einen sicheren Halt und erleichtern das Entfernen.

Radiale Rillen

Dadurch passt sich die Basisplatte perfekt an die Haut rund um das Stoma an.



Moderner, gewebter Stoff


Diskret, atmungsaktiv und wasserabweisend für täglichen Tragekomfort.

Anatomisches Design

Passt sich individuellen Körperformen an, für einen sicheren Halt, mit geräuscharmer Oberfläche.

Gurtbefestigungsglaschen sind an allen Beuteltypen vorhanden. Konvexe Basisplatten erweitern das Sortiment für zusätzliche Sicherheit.

Folgende Stomabeutel sind erhältlich



Die geschlossenen und offenen Stomabeutel haben ein integriertes Sichtfenster.

Die geschlossenen Beutel sind mit einem Aktivkohlefilter ausgestattet, der Gase desodoriert und gleichzeitig ungehindert entweichen lässt.

Die offenen Beutel verfügen über die Moisture Protect Composition (MPC)-Filtertechnologie – eine zusätzliche Schutzschicht, die den Kohlefilter vor Flüssigkeitsaufnahme schützt.

Die Urostomiebeutel haben einen weichen Verschluss zum einfachen Entleeren.

Grössentabelle

Beschreibung	Grösse	Artikelnummer	Zuschnitt (mm)
Ostoform FLOWASSIST Basisplatte plan	SMALL	OFA-FB57-S	19 – 25 mm
	MEDIUM	OFA-FB57-M	25 – 32 mm
	LARGE	OFA-FB57-L	32 – 40 mm
Ostoform FLOWASSIST Basisplatte konvex	SMALL	OFA-CB57-S	19 – 25 mm
	MEDIUM	OFA-CB57-M	25 – 32 mm
	LARGE	OFA-CB57-L	32 – 40 mm
Ostoform FLOWASSIST Offener Beutel •		OFA-DP57	•
Ostoform FLOWASSIST Urostomiebeutel •		OFA-UP57	•
Ostoform FLOWASSIST Geschlossener Beutel •		OFA-CP57	•

Vertrieb Schweiz:



at the heart of healthcare



www.ostoform.com

Mediq Suisse AG | Tel 0800 810 808 | Fax 044 986 21 65 | homecare@mediq-suisse.ch | www.mediqsuisse.ch