

FLOWASSIST Sistema di sacca in 2 pezzi





Come funziona



Il **FLOWASSIST** non assorbente protegge la pelle e l'adesivo dall'assorbimento eccessivo e dall'erosione.

Il canale **FLOWASSIST**, morbido e flessibile, convoglia le escrezioni dalla pelle direttamente nella sacca.

La piastra di base può essere ruotata e posizionata in modo tale che il canale **FLOWASSIST** coincida con l'apertura dello stoma.

FLOWASSIST Vantaggi

- Migliore protezione contro le perdite
- Protezione idrocolloidale per un utilizzo prolungato
- Miglioramento della salute della pelle
- Sicurezza e comfort di prima classe

FLOWASSIST - sviluppato per prevenire in modo affidabile le irritazioni cutanee in tutti i tipi di stomia.

Anello di arresto mobile

Consente un fissaggio più facile della sacca per stomia con una minore pressione sull'addome. Gli angoli angolati garantiscono una tenuta sicura e facilitano la rimozione.

Scanalature radiali

In questo modo la piastra di base si adatta perfettamente alla pelle intorno allo stoma.



Tessuto moderno, intrecciato


Discreto, traspirante e idrorepellente per un comfort quotidiano.

Design anatomico

Si adatta alle forme individuali del corpo, per una tenuta sicura, con superficie silenziosa.

Tutte le tipologie di sacchetti sono dotate di linguette di fissaggio per cinghie.
Le piastre di base convesse ampliano la gamma per una maggiore sicurezza.

Sono disponibili le seguenti sacche per stomia:



Le sacche per stomia chiuse e aperte sono dotate di una finestrella integrata.

I sacchetti chiusi sono dotati di un filtro a carbone attivo che deodora i gas e allo stesso tempo li lascia fuoriuscire senza ostacoli.

I sacchetti aperti sono dotati della tecnologia di filtraggio Moisture Protect Composition (MPC), uno strato protettivo aggiuntivo che protegge il filtro al carbone dall'assorbimento di liquidi.

Le sacche per urostomia sono dotate di una chiusura morbida che ne facilita lo svuotamento.

Tabella delle taglie

Descrizione	Dimensioni	No. di articolo	Taglio (mm)
Ostoform FLOWASSIST Placca di base plan	SMALL	OFA-FB57-S	19 - 25 mm
	MEDIUM	OFA-FB57-M	25 – 32 mm
	LARGE	OFA-FB57-L	32 - 40 mm
Ostoform FLOWASSIST Placca di base konvex	SMALL	OFA-CB57-S	19 - 25 mm
	MEDIUM	OFA-CB57-M	25 – 32 mm
	LARGE	OFA-CB57-L	32 - 40 mm
Ostoform FLOWASSIST Sacca aperta	•	OFA-DP57	•
Ostoform FLOWASSIST Sacca per urostomia	•	OFA-UP57	•
Ostoform FLOWASSIST Sacca chiusa	•	OFA-CP57	•
			•

Distribuzione Svizzera:

MEDIQ at the heart of healthcare

OSTOFORM®

www.ostoform.com

Mediq Suisse AG | Tel 0800 810 808 | Fax 044 986 21 65 | homecare@mediq-suisse.ch | www.mediqsuisse.ch